



C10CT

Convex Color Doppler

www.thaimedicaltrading.co.th





ความถี่

ความลึก

โหมด

Applications

3.5-5 MHz

90-305 mm

B Mode
B+M
PW Doppler
Color Doppler
Power Doppler

Abdominal
Emergency Cardiac
Urology
Obstetrics/Gynecology
Lung
Kidney



THAI MEDICALS TRADING Co.,Ltd.

67/17 MAHASAWAT PHUTTHAMONTHON NAKHONPATHOM

THAILAND 73170 TEL. 081-3451047,098-6329351

ดาวน์โหลดแอปริเคชันจาก App Store หรือ Google Play เพื่อเริ่มใช้งาน



- ✓ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
- ✓ ฟรีแอปริเคชัน
- ✓ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ✓ สามารถเชื่อมต่อ Printer ได้เลย
- ✓ รองรับภาษาจีน, อังกฤษ, รัสเซีย, อิตาลี สเปน และโปรตุเกส (บราซิล)

สามารถปรับค่า:

- GN (gain)
- D (depth)
- ENH (enhancement)
- DR (dynamic range)
- F (frequency)
- FocusPos
- PRF
- WF
- Mode
- 8TGC
- Biopsy
- Annote
- Page left/right/up/down

รองรับการตรวจ

- B: Length, Area/Circumference
- Angle, Trace, Distance GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC)
- EFW (BPD, FL)
- B+M: Heart Rate, Time, Distance
- B+PW: Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth



THAI MEDICALS TRADING Co.,Ltd.

67/17 MAHASAWAT PHUTTHAMONTHON NAKHONPATHOM

THAILAND 73170 TEL. 081-3451047, 098-6329351



สิ่งที่จะได้รับ:

- 1 x เครื่องอัลตราซาวด์ไร้สาย
- 1 x เครื่องชาร์จไร้สาย
- 1 x USB
- 1 x สายคล้องมือ
- 1 x หิวชาร์จ

การเชื่อมต่อ

WiFi (802.11n/20MHz/5G)
ตัวเครื่องมีสัญญาณไวไฟแบบ Built-in

รองรับอุปกรณ์

Tablet, Smart phone, PC

ระบบปฏิบัติการ

Android, IOS, Windows

ปุ่มบนตัวเครื่อง

3 ปุ่ม

แบตเตอรี่ลิเทียม

4200 mAh. 3.7V

ระยะเวลาการทำงาน \geq 3 ชั่วโมง

โหมด Stand by \geq 12 ชั่วโมง

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 5-8 ปี

รองรับการชาร์จแบบไร้สาย

ขนาด

158(ย)x70(ก)x30(ส) มม

น้ำหนัก

239 กรัม

Element

192

Footprint

R60

ระยะเวลาการเปิดเครื่อง

ขึ้นอยู่กับ platform, ปกติ น้อยกว่า 5 วินาที




THAI MEDICALS TRADING Co.,Ltd.

67/17 MAHASAWAT PHUTTHAMONTHON NAKHONPATHOM

THAILAND 73170 TEL. 081-3451047,098-6329351

Offer great images to everyone



THAI MEDICALS TRADING Co.,Ltd.
67/177 หมู่ 4 ซ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
THAILAND 10310 โทร 02-3451098-6329351